



ROULETTE DE TAPISSIER

DESCRIPTION

Roulette de tapissier en ébonite.

AVANTAGES

La roulette de tapissier Quelyd est adaptée pour la pose de papiers peints envers papier afin de parfaire les raccords entre lés.

Son manche ergonomique permet de limiter la pression à exercer et les reflux de colles. La roulette en ébonite ne rouille pas et conserve ses propriétés de roulement sans générer de grincement.



58% de matières recyclées

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



PRÉPARATION ET UTILISATION

Préparation de la surface : Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez poser le papier peint est propre, lisse et sèche. Tout résidu de colle ou de peinture doit être enlevé.

Encollage du mur et du papier peint : Appliquez la colle sur le mur en suivant les recommandations du fabricant. Ensuite, appliquez la colle sur le dos du papier peint en utilisant une brosse à encoller ou un rouleau à colle.

Pose du papier peint : Commencez par appliquer la colle sur le mur ou le matériau à l'aide de mouvements réguliers et uniformes. Assurez-vous de couvrir toute la surface de manière équilibrée pour garantir une adhérence optimale.

Utilisation de la roulette de tapissier : Commencez par le centre du lé de papier peint et utilisez la roulette de tapissier pour lisser le papier peint vers les bords, en exerçant une pression ferme mais douce. Assurez-vous de travailler méthodiquement pour éviter les plis ou les bulles d'air.

Finitions : Utilisez la roulette de tapissier pour marquer les découpes précises le long des plinthes, des angles et du plafond. Vous pouvez également utiliser la roulette pour aider à fixer les bords du papier peint.

MATERIELS COMPLEMENTAIRES :

- Brosse ou rouleau à encoller
- Cutter

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

- En cas de débordement de colle, il convient de nettoyer immédiatement la roulette avec un chiffon propre afin de ne pas déposer de la colle à la surface du papier.

NETTOYAGE

Nettoyage de la roulette à l'eau claire.

CONDITIONNEMENTS

Code	30627994
Désignation produit	Roulette tapisserie
PCB	5
GENCOD	3549212493608

Contactez Quelyd



06 44 60 14 96



www.quelyd.fr



QUELYD

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 1 49 00 75 02